



Probenwechsler 670.11

Anstatt des Standard-Flachprobenhalters 670.1 kann der Probenwechsler sehr einfach an der Guinierkamera montiert werden. Die zwei mitgelieferten Probenräder können jeweils 6 Proben aufnehmen. Über Schrittmotoren werden die verschiedenen Positionen angefahren und eine Probenoszillation, ähnlich wie beim Flachprobenhalter, mit ca. 1 Hz realisiert.

Die Genauigkeit der Probenposition liegt bei besser als 0,01mm.

Die mitgelieferten elektronischen Komponenten können in den Standard-Controller integriert werden und werden vom G670 Programm angesteuert.

